

KERN 338-05

Pesas de miligramos, F2, 20 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-455
Número de artículo para calibración DAkkS	962-455
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-455

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	338

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	20 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0023
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0001
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,1 mg
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	5,5×5,5×2 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	5,5×5,5×2 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg