


KERN 338-07

KERN

Milligramgewicht, F2, 100 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-457
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-457
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-457

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	338

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0116
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0002
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,16 mg
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	8,5×8,5×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8,5×8,5×4 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg