

# KERN 338-09

# KERN

Pesas de miligramos, F2, 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-459
Número de artículo para calibración DAkkS	962-459
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-459

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	338

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	500 mg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0581
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0011
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,25 mg
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	12×12×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	12×12×4 mm
Peso neto	0,0005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg