

# KERN 338-09

# KERN

Poids milligrammes, F2, 500 mg, Plaquette, inox poli (OIML)



Numéro d'article pour étalonnage  
DAkKS 962-459

Numéro d'article pour écart positif  
garanti 921-459

## Pictogrammes

## STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	338

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	500 mg
Poid de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0581
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	0,0011
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,25 mg
Poid de contrôle OIML classe	F2

### Forme de construction

Forme poid	Plaquette
Dimensions poids (L×P×H)	12×12×4 mm
Matériau	inox poli (OIML)

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	12×12×4 mm
Poids net	0,0005 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

### Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-459
---	---------