


KERN 338-09

KERN

Milligramgewicht, F2, 500 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-459
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-459
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-459

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	338

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0581
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0011
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,25 mg
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	12×12×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	12×12×4 mm
Nettogewicht	0,0005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg