

KERN 346-76

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-643
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-643

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	704,2254
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	59,512
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	150×79×89 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×95×100 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg