

KERN 346-79

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-646
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-646

Pittogrammi

STANDARD



2 DAYS

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	7042,2535
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	595,12
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	310×155×192 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×180×230 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg