

KERN 346-86

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-643
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	704,2254
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	59,512
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	150×80×90 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×95×100 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg