

# KERN 346-86

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco, ghisa laccata



## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-643
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-643

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	704,2254
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	59,512
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	150×80×90 mm
Materiale	ghisa laccata

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×95×100 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg