

KERN 346-86

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Bloco, ferro fundido envernizado



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-643
Número do artigo para calibração DAkks	962-643

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	704,2254
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	59,512
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	150×80×90 mm
Material	ferro fundido envernizado

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	170×95×100 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg