

KERN 346-88

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 kg, Block, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-645
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-645

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2816,9014
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	238,048
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	230×115×139 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	240×130×160 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg