


# KERN 346-89

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-646
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646

## Piktogramme

### STANDARD



2 DAYS

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	7042,2535
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	595,12
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	310×155×192 mm
Material	Gusseisen lackiert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×180×230 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg