

KERN 347-015

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 1 g, Sleufgewicht (Type A), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-631

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht - volume (cm ³)	0,119
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0024
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	13×2 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×2 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg