

KERN 347-016-N00

KERN

Peso singolo (Newton), 1 cN, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	1 cN
--------------------------------------------	------

Design

Struttura peso	Peso del gancio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
Dimensioni (Ø×A)	6×6 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×6 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

