

KERN 347-025

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 2 g, Poids des créneaux (Type A), inox finement tourné (OIML)



Services

Numéro d'article pour étalonnage 962-632
DAkKS

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	2 g
Poid de contrôle - volume (cm ³)	0,2381
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0048
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,2 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Poids des créneaux (Type A)
Dimensions (Ø×H)	13×4 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	13×13×4 mm
Poids net	0,002 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg