

KERN 347-025-N00

KERN

Pesas individuales (Newton), 2 cN, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal (N)	2 cN
-------------------------------------	------

Diseño

Forma constructiva pesa	Peso de ranura (Tipo A)
Material	acero inoxidable finamente torneado
Dimensiones (Ø×A)	13×4 mm

Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	13×13×4 mm
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY