

# KERN 347-026

# KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 2 g, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-632  
DAkKS

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	2 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	0,2381
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0048
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1,2 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Peso del gancio
Dimensioni (Ø×A)	6×18 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×18 mm
Peso netto	0,002 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg