

# KERN 347-035

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-633

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,5952
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,012
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	22×5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×4 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg