

KERN 347-035-N00

KERN

Peso singolo (Newton), 5 cN, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	5 cN
--	------

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo A)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	22×5 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	18×18×4 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY