

KERN 347-036

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-633

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,5952
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,012
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Abmessungen (Ø×H)	8×22 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×22 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg