

# KERN 347-036-N00

**KERN**

Peso singolo (Newton), 5 cN, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	5 cN
--	------

## Design

Struttura peso	Peso del gancio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
Dimensioni (Ø×A)	8×22 mm

## Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	8×8×22 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

