

KERN 347-037

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 g, Poids des créneaux (Type B), inox finement tourné (OIML)



Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 962-633

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	5 g
Poid de contrôle - volume (cm ³)	0,5952
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,012
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,6 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Poids des créneaux (Type B)
Dimensions (Ø×H)	28×2,6 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×3 mm
Poids net	0,01 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg