

# KERN 347-037

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 g, Sleufgewicht (Type B), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-633

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,5952
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,012
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type B)
Afmetingen (Ø×H)	28×2,6 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg