

KERN 347-037-N00

Einzelgewicht (Newton), 5 cN, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	5 cN
----------------------------	------

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	28×2,6 mm

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

