

# KERN 347-037-N00

**KERN**

Peso individual (Newton), 5 cN, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Peso Newton
Família de produto	347-N

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	5 cN
-----------------------------------	------

## Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Material	aço inox virado fino
Dimensões (Ø×A)	28×2,6 mm

## Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×3 mm
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

