

KERN 347-045

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 10 g, Sleufgewicht (Type A), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-634

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume (cm ³)	1,1905
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0241
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	22×5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×5 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg