

KERN 347-046-N00

KERN

Pesas individuales (Newton), 10 cN, Peso del gancho, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal (N)	10 cN
-------------------------------------	-------

Diseño

Forma constructiva pesa	Peso del gancho acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Dimensiones (Ø×A)	10×27 mm

Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	10×10×27 mm
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

