

KERN 347-047-N00

KERN

Peso singolo (Newton), 10 cN, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	10 cN
--	-------

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	28×5,8 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×6 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY