

KERN 347-056-N00

KERN

Peso singolo (Newton), 20 cN, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	20 cN
--	-------

Design

Struttura peso	Peso del gancio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
Dimensioni (Ø×A)	13×30 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×30 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

