

# KERN 347-057

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-635

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2,381
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0482
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	28×3,8 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×4 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg