

# KERN 347-057

**KERN**

Poids individuel, Classe OIML M1, 20 g, Poids des créneaux (Type B), inox finement tourné (OIML)



## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 962-635

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	20 g
Poid de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	2,381
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	0,0482
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poid de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Forme poid	Poids des créneaux (Type B)
Dimensions (Ø×H)	28×3,8 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×4 mm
Poids net	0,02 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg