

KERN 347-057

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 20 g, Sleufgewicht (Type B), roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-635

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht - volume (cm ³)	2,381
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0482
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type B)
Afmetingen (Ø×H)	28×3,8 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×4 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg