

# KERN 347-057-N00

**KERN**

Peso singolo (Newton), 20 cN, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	20 cN
--	-------

## Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	38×3,95 mm

## Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	38×38×4 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY