

KERN 347-057-N00

KERN

Peso individual (Newton), 20 cN, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Peso Newton
Família de produto	347-N

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	20 cN
-----------------------------------	-------

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Material	aço inox virado fino
Dimensões (Ø×A)	38×3,95 mm

Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	38×38×4 mm
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

