

# KERN 347-066

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-636

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	5,9524
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,1205
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	3 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Abmessungen (Ø×H)	18×36 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×36 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg