

# KERN 347-066-N00

**KERN**

Pesas individuales (Newton), 50 cN, Peso del gancho, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal (N)	50 cN
-------------------------------------	-------

## Diseño

Forma constructiva pesa	Peso del gancho acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Dimensiones (Ø×A)	18×36 mm

## Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	18×18×36 mm
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

