

KERN 347-066-N00

KERN

Afzonderlijk gewicht (Newton), 50 cN, Haakgewicht, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Newton gewicht
Productfamilie	347-N

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde (N)	50 cN
-----------------------------------	-------

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Haakgewicht
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Afmetingen (Ø×H)	18×36 mm

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×36 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

