

# KERN 347-067-N00



Einzelgewicht (Newton), 50 cN, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	50 cN
----------------------------	-------

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	38×9,85 mm

## Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×10 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

### STANDARD

