

KERN 347-075-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 100 g, Edelstahl feingedreht (OIML)



Versandgewicht 0,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-637

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	11,9048
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,2409
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Maximales Gesamtgewicht	2 kg
Größtes Einzelgewicht	1 kg
Abmessungen (Ø×H)	26×240 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	26×26×240 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg