

# KERN 347-075-100

**KERN**

Vara de apoio, Classe OIML M1, 100 g, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 0,1 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-637

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	11,9048
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,2409
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	5 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Peso total máximo	2 kg
Peso individual máximo	1 kg
Dimensões (Ø×A)	26×240 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	26×26×240 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg