

KERN 347-075

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 100 g, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso di spedizione 0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-637

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	11,9048
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,2409
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo A)
Dimensioni (Ø×A)	33×18 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	33×33×18 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg