

# KERN 347-075

# KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 100 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração  
DAkKS 962-637

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	11,9048
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,2409
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	5 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	33×18 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	33×33×18 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg