

KERN 347-077

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 100 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-637
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	11,9048
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,2409
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Dimensioni (Ø×A)	60×8 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×8 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg