

# KERN 347-086

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 200 g, Haakgewicht, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-638

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Haakgewicht
Afmetingen (Ø×H)	28×61 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×61 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg