

KERN 347-086-N00

KERN

Peso singolo (Newton), 2 N, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	2 N
--	-----

Design

Struttura peso	Peso del gancio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
Dimensioni (Ø×A)	28×61 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×61 mm
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Pittogrammi

STANDARD

