

# KERN 347-086-N00

**KERN**

Afzonderlijk gewicht (Newton), 2 N, Haakgewicht, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Newton gewicht
Productfamilie	347-N

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde (N)	2 N
-----------------------------------	-----

## Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Haakgewicht
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Afmetingen (Ø×H)	28×61 mm

## Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×61 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

## Pictogrammen

STANDARD

