

# KERN 347-087

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 200 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-638

## Piktogramme

## STANDARD



1 DAY

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	60×13,8 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×14 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg