


KERN 347-087

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 200 g, Poids des créneaux (Type B), inox finement tourné (OIML)



Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 962-638

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	200 g
Poid de contrôle - volume (cm ³)	23,8095
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,4819
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	10 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Poids des créneaux (Type B)
Dimensions (Ø×H)	60×13,8 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	60×60×14 mm
Poids net	0,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg