


KERN 347-087

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 200 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-638

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti | OIML M1 |
| Famiglia di prodotti | 347 |

Sistema di misura

| | |
|---|---------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 200 g |
| Peso di calibrazione - volume (cm ³) | 23,8095 |
| Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³) | 0,4819 |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 10 mg |
| Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML) | 2600 |
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |

Design

| | |
|------------------|--|
| Struttura peso | Peso della scanalatura (Tipo B) |
| Dimensioni (Ø×A) | 60×13,8 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 60×60×14 mm |
| Peso netto | 0,2 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,20 kg |
| Peso lordo ca. | 0,20 kg |
| Peso di spedizione | 0,2 kg |