

KERN 347-087

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 200 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração
DAkKS 962-638

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume (cm ³)	23,8095
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,4819
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	10 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	60×13,8 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×14 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg